

ESSx[®]

NSE
Stryker Neuro Spine ENT

Microdebridador

Recurso proprietário aprimorado de enxágue:


- O cirurgião pode desobstruir a peça manual manualmente usando o fluxo de saída de irrigação da própria peça, permitindo uma remoção mais rápida de obstruções e menos tempo no centro cirúrgico.

RPM máximo no modo de oscilação (padrão):

- 5.000 RPM

Limpeza integrada de escopo:

- Limpa o endoscópio possibilitando menos limpeza manual durante o procedimento
- Todas as lâminas manuais são irrigadas através de todo o canal, incluindo a ponta
- Equilíbrio e ergonomia aprimorada
- Eficiência de corte mais alta



Cortadores de Precisão 5/pct.

Sua especialidade é nossa prioridade.

Agressivo angulado 60°

N.º da peça	DIÂ. (mm)	COMPR. (cm)
5290-760-100	4,0	11

Serrilhado agressivo angulado 60°

N.º da peça	DIÂ. (mm)	COMPR. (cm)
5290-640-100	4,0	11

Agressivo angulado 40°

N.º da peça	DIÂ. (mm)	COMPR. (cm)
5290-740-100	4,0	11

Serrilhado agressivo angulado 40°

N.º da peça	DIÂ. (mm)	COMPR. (cm)
5290-440-100	4,0	11

Agressivo angulado 40° convexo

N.º da peça	DIÂ. (mm)	COMPR. (cm)
5290-740-200	4,0	11

Agressivo angulado 12°

N.º da peça	DIÂ. (mm)	COMPR. (cm)
5290-744-100	4,0	11

Extremidade afiada

N.º da peça	DIA. (mm)	COMPR. (cm)
5290-340-000	4,0	8

Agressivo

N.º da peça	DIÂ. (mm)	COMPR. (cm)
5290-628-000	2,5	11
5290-638-000	3,5	8
5290-648-000	4,0	8
5290-011-000	4,0	11

Serrilhado agressivo

N.º da peça	DIÂ. (mm)	COMPR. (cm)
5290-635-000	3,5	8
5290-645-000	4,0	8

Jaguar

N.º da peça	DIA. (mm)	COMPR. (cm)
5290-530-000	3,5	8
5290-540-000	4,0	8



Brocas



Arredondada revestida

N.º da peça	DIÂ. (mm)	COMPR. (cm)
5290-647-000	3,0	8

**Agressiva vs.
Serrilhada**



VS.



Pedais

Console CORE



5400-050-000
Console CORE
com bomba de
irrigação integrada



5400-007-000 Pedal NSE
5100-007-000 Pedal unidirecional
5100-008-000 Pedal bidirecional



Para uso com



5290-601-200
Microdebridador ESSx®